


Instrucciones para preparar agua jabonosa

Fuente: CDC
Traducción: PMA

Utilizar agua jabonosa para limpiar y desinfectar superficies, objetos y restos de fluidos corporales.


Preparar agua jabonosa nueva cada día. Desechar los restos de la solución del día anterior.



Añadir 5 cucharadas de jabón en polvo en un cubo con 20 litros de agua.



Remover bien hasta que se forme espuma.



Poner la etiqueta "Agua jabonosa para limpieza".



Jabón en polvo o detergente en polvo para lavadora




Cubo con asa



Agua



Palo para remover



Etiqueta

Material necesario